



PGA II



	Materiał nici	Kwas poliglikolowy
	Budowa nici	Wielowłókienkowe (plecione)
	Powłoczenie	Poli(glikolid-co-L-laktyd) (30/70) oraz stearynian wapnia
	Podtrzymywanie tkankowe / wchłanianie	Okolo 80% po 14 dniach Okolo 50% po 21 dniach Okolo 20% po 28 dniach Całkowite wchłanianie szwu 60 – 90 dni
	Wskazania	Szycie tkanek miękkich, mięśni i śluzówek Szycie otrzewnej, szwów hemostatycznych Chirurgia dziecięca Chirurgia ogólna Chirurgia plastyczna Urologia Ortopedia Ginekologia/położnictwo Neurochirurgia
	Właściwości	Jednolita struktura Mocne wiązanie węzłów Minimalna reakcja tkanek Wytrzymałość struktury
	Sterylizacja	Tlenek etylenu
	Charakterystyka	Niść syntetyczna. Występuje w formie niebarwionej (beżowa) lub barwionej na kolor fioletowy
	Rozmiar	USP: 6/0 - 2



PGA II (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła lancetowa (szpatuła)

igły			nici	nici							
długość	krzywizna	średnica		dł. (cm)	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0
			kolor								
6 mm	3/8	200 µm		30 fioletowy		LZ22PG2					
6 mm	3/8	220 µm		30 fioletowy	LZ08PG2	LZ06PG2					
				45 fioletowy	LZ04PG2	LZ16PG2					
6 mm mikroostrze	3/8			45 fioletowy		LZ19PG2					
6,19 mm	3/8	200 µm		45 fioletowy	LZ11PG2						
6,4 mm	3/8	230 µm		30 fioletowy		LZ12PG2					
				45 fioletowy	LZ21PG2	LZ15PG2					
6,4 mm mikroostrze	3/8	230 µm		45 fioletowy	LZ25PG2	LZ24PG2					
6,5 mm	3/8	250 µm		30 fioletowy	LZ05PG2	LZ07PG2	LZ09PG2				
				45 fioletowy			LZ17PG2				
8 mm	1/4	340 µm		45 fioletowy	LZ03PG2		LZ02PG2	LZ01PG2			
				45 bezbarwna			LZ26PG2				
8 mm mikroostrze	1/4	220 µm		45 fioletowy			LZ23PG2	LZ20PG2			
6,4 mm	1/2	230 µm		30 fioletowy			LZ14PG2				
8 mm	1/2	230 µm		30 fioletowy	LZ18PG2						
				45 fioletowy			LZ13PG2				

notatki



PGA II (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła okrągła

igły		nici	nici								
długość	krzywizna		dł. (cm)	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	
			kolor								
10 mm	3/8		45 fioletowy	RS457PG2							
12 mm	3/8		45 fioletowy		RS337PG2	RS338PG2					
			75 fioletowy		RS147PG2	RS349PG2					
17 mm	3/8		75 fioletowy			RS317PG2	RS150PG2	RS169PG2			
20 mm	3/8		75 fioletowy					RS363PG2			
22 mm	3/8		75 fioletowy			RS430PG2	RS156PG2	RS163PG2	RS347PG2		
26 mm cienka	3/8		75 fioletowy						RS236PG2		
26 mm	3/8		75 fioletowy				RS295PG2	RS130PG2	RS127PG2		

notatki



PGA II (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni




igła okrągła

igły		nici									
długość	krzywizna		dł. (cm)	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	
30 mm	3/8		45 fioletowy					RS374PG2			
			75 fioletowy					RS297PG2	RS168PG2	RS450PG2	RS417PG2
65 mm	3/8		100 fioletowy								RS411PG2
13 mm	1/2		45 bezbarwna		RS407PG2						
			75 fioletowy	RS02PG2	RS03PG2	RS04PG2	RS05PG2				
13 mm cienka	1/2		45 fioletowy			RS420PG2					
16 mm	1/2		45 fioletowy			RS200PG2					
			75 fioletowy		RS321PG2	RS190PG2	RS191PG2	RS192PG2			
17 mm	1/2		45 fioletowy		RS275PG2		RS301PG2				
			75 fioletowy	RS06PG2	RS07PG2	RS08PG2	RS09PG2	RS10PG2			
20 mm cienka	1/2		75 fioletowy	RS14PG2	RS15PG2	RS16PG2	RS17PG2	RS18PG2			
20 mm	1/2		5x45 fioletowy				RS325PG2				
			75 fioletowy	RS19PG2	RS20PG2	RS21PG2	RS22PG2	RS23PG2	RS206PG2		
20 mm mocna	1/2		75 fioletowy				RS224PG2				
22 mm	1/2		45 fioletowy			RS304PG2	RS305PG2				
			75 fioletowy			RS24PG2	RS25PG2	RS26PG2	RS27PG2		
22 mm cienka	1/2		75 fioletowy				RS229PG2	RS232PG2			
22 mm mocna	1/2		75 fioletowy					RS281PG2	RS282PG2	RS323PG2	
			90 fioletowy					RS469PG2			

notatki

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.



PGA II (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła okrągła

igły		nici	nici								
długość	krzywizna		dł. (cm)	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	
26 mm	1/2		45 fioletowy			RS135PG2	RS369PG2				
			75 fioletowy	RS31PG2	RS32PG2	RS33PG2	RS34PG2	RS35PG2	RS36PG2	RS37PG2	
			75 bezbarwna			RS418PG2					
			90 fioletowy	RS38PG2	RS39PG2	RS40PG2	RS41PG2	RS42PG2	RS43PG2	RS44PG2	
			120 fioletowy			RS424PG2					
			4x75 fioletowy				RS302PG2				
26 mm mocna	1/2		75 fioletowy		RS45PG2	RS46PG2	RS47PG2	RS48PG2	RS49PG2	RS50PG2	
			90 fioletowy			RS422PG2	RS225PG2	RS263PG2		RS284PG2	
26 mm cienka	1/2		75 fioletowy			RS230PG2	RS235PG2			RS395PG2	
			90 fioletowy		RS362PG2						
30 mm	1/2		75 fioletowy		RS342PG2	RS56PG2	RS57PG2	RS58PG2	RS59PG2	RS60PG2	
			90 fioletowy			RS452PG2	RS341PG2	RS340PG2	RS178PG2		
30 mm cienka	1/2		75 fioletowy			RS377PG2	RS233PG2	RS243PG2	RS380PG2		
30 mm mocna	1/2		75 fioletowy			RS212PG2	RS213PG2		RS176PG2		
			90 fioletowy					RS443PG2	RS318PG2		
35 mm	1/2		75 fioletowy				RS409PG2	RS465PG2	RS365PG2		

notatki



PGA II (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła okrągła

igły		nici									
długość	krzywizna		dł. (cm)	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	
37 mm	1/2		75 fioletowy				RS68PG2	RS69PG2	RS70PG2	RS71PG2	RS72PG2
			90 fioletowy				RS73PG2	RS74PG2	RS75PG2	RS76PG2	RS77PG2
37 mm mocna	1/2		75 fioletowy				RS303PG2	RS146PG2	RS78PG2	RS79PG2	RS80PG2
			90 fioletowy				RS143PG2	RS285PG2	RS179PG2	RS142PG2	RS141PG2
40 mm	1/2		75 fioletowy				RS222PG2	RS81PG2	RS82PG2	RS83PG2	RS84PG2
			90 fioletowy				RS126PG2	RS85PG2	RS86PG2	RS87PG2	RS88PG2
40 mm mocna	1/2		75 fioletowy					RS89PG2	RS90PG2	RS91PG2	RS92PG2
			90 fioletowy				RS472PG2	RS93PG2	RS94PG2	RS95PG2	RS96PG2
40 mm	1/2		150 fioletowy							RS97PG2	
40 mm mocna	1/2		150 fioletowy							RS149PG2	
45 mm	1/2		75 fioletowy							RS202PG2	RS203PG2
			90 fioletowy								RS205PG2
48 mm	1/2		75 fioletowy		RS453PG2	RS145PG2	RS99PG2	RS100PG2	RS101PG2	RS102PG2	
			90 fioletowy					RS103PG2	RS104PG2	RS105PG2	RS106PG2
48 mm mocna	1/2		75 fioletowy				RS216PG2	RS274PG2	RS217PG2	RS310PG2	
			90 fioletowy					RS421PG2		RS389PG2	RS182PG2
48 mm	1/2		150 fioletowy							RS458PG2	
60 mm	1/2		75 fioletowy					RS113PG2	RS114PG2	RS115PG2	RS116PG2
			90 fioletowy							RS292PG2	RS293PG2
60 mm	1/2		150 fioletowy							RS117PG2	

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.



PGA II (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni




igła okrągła

igły		nici	nici								
długość	krzywizna		dł. (cm)	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	
			kolor								
65 mm	1/2		75 fioletowy					RS339PG2		RS180PG2	RS181PG2
			75 bezbarwna					RS459PG2			
			90 fioletowy							RS277PG2	RS219PG2
			100 fioletowy							RS272PG2	RS118PG2
			150 fioletowy							RS408PG2	RS367PG2
65 mm	1/2		150 fioletowy						RS279PG2		
			240 fioletowy								RS218PG2
65 mm mocna	1/2		75 fioletowy						RS390PG2		
76 mm	1/2		75 fioletowy			RS129PG2	RS122PG2	RS123PG2	RS124PG2	RS125PG2	
76 mm mocna	1/2		75 fioletowy						RS429PG2	RS454PG2	
27 mm	5/8		75 fioletowy					RS209PG2	RS139PG2	RS344PG2	
			90 fioletowy					RS434PG2			
37 mm	5/8		75 fioletowy				RS164PG2	RS165PG2	RS394PG2		
40 mm	5/8		75 fioletowy					RS379PG2		RS451PG2	
			90 fioletowy					RS244PG2			
30 mm	haczyk		75 fioletowy				RS439PG2		RS62PG2		

notatki

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.



PGA II (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła okrągła

igły		nici	5/0 4/0 3/0 2/0 0 1 2									
długość	krzywizna		dł. (cm)	kolor								
30 mm mocna	haczyk		75 fioletowy								RS242PG2	
35 mm	haczyk		70 fioletowy							RS413PG2		
			75 fioletowy							RS410PG2	RS64PG2	
40 mm mocna	haczyk		70 fioletowy								RS327PG2	
25 mm	narta		20 fioletowy			RS444PG2	RS445PG2					

notatki



PGA II (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła okrągła tępą

igły		nici	nici									
długość	krzywizna		dł. (cm)	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2		
64 mm	3/8		75 fioletowy							RST01PG2		
			90 fioletowy								RST02PG2	
36 mm	1/2		90 fioletowy						RST04PG2			
40 mm	1/2		75 fioletowy							RST05PG2		
			90 fioletowy								RST06PG2	RST07PG2
48 mm	1/2		90 fioletowy						RST10PG2	RST11PG2		
65 mm	1/2		75 fioletowy								RST15PG2	
			90 fioletowy								RST16PG2	
			100 fioletowy						RST17PG2	RST18PG2	RST19PG2	
65 mm mocna	1/2		90 fioletowy							RST21PG2	RST22PG2	

notatki



PGA II (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła konwencjonalnie tnąca

igły		nici	nici							
długość	krzywizna		dł. (cm)	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
		kolor								
16 mm	3/8		45 fioletowy	DK48PG2	DK43PG2	DK49PG2	DK50PG2			
16 mm kosmetyczna	3/8		45 fioletowy	DK01PG2	DK02PG2	DK03PG2				
			45 bezbarna		DK67PG2					
19 mm	3/8		45 fioletowy	DK26PG2	DK44PG2	DK51PG2	DK52PG2			
			45 bezbarna		DK70PG2					
			75 fioletowy	DK04PG2	DK05PG2	DK06PG2				
			75 bezbarna		DK47PG2					
19 mm kosmetyczna	3/8		45 fioletowy		DK55PG2					
			75 fioletowy	DK30PG2	DK54PG2	DK53PG2				
24 mm	3/8		45 fioletowy		DK07PG2	DK08PG2	DK09PG2	DK10PG2		
			45 bezbarna			DK71PG2				
			75 fioletowy		DK31PG2	DK32PG2	DK35PG2			
26 mm	3/8		75 fioletowy			DK40PG2	DK36PG2			
			75 bezbarna				DK62PG2			
30 mm	3/8		75 fioletowy			DK33PG2	DK14PG2	DK15PG2	DK16PG2	
35 mm	3/8		75 fioletowy				DK29PG2			
37 mm	3/8		90 fioletowy					DK34PG2		
40 mm	3/8		75 fioletowy					DK24PG2	DK25PG2	
48 mm	3/8		75 fioletowy					DK27PG2	DK60PG2	

notatki

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.












PGA II (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła konwencjonalnie tnąca

igły		nici	nici								
długość	krzywizna		dł. (cm)	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	
15 mm	1/2		45 fioletowy	DK77PG2							
20 mm	1/2		75 fioletowy			DK74PG2					
22 mm	1/2		45 fioletowy		DK78PG2						
			75 fioletowy			DK64PG2					
26 mm	1/2		45 fioletowy			DK69PG2					
			75 fioletowy			DK11PG2	DK12PG2	DK13PG2			
			90 fioletowy							DK41PG2	
36 mm	1/2		75 fioletowy				DK17PG2	DK18PG2	DK19PG2	DK42PG2	
			90 fioletowy				DK23PG2				
37 mm	1/2		90 fioletowy				DK28PG2			DK65PG2	
40 mm	1/2		75 fioletowy				DK75PG2	DK20PG2	DK21PG2	DK22PG2	
48 mm	1/2		75 fioletowy					DK76PG2	DK68PG2		
60 mm	prosta		75 fioletowy		DK39PG2	DK66PG2	DK61PG2				

notatki

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.



PGA II (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła odwrótnie tnąca

igły		nici	nici								
długość	krzywizna		dł. (cm)	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	
			kolor								
9 mm	3/8		45 fioletowy	DKO173PG2							
11 mm kosmetyczna	3/8		45 fioletowy	DKO229PG2							
12 mm kosmetyczna	3/8		45 fioletowy		DKO91PG2						
12 mm	3/8		45 fioletowy	DKO01PG2	DKO02PG2	DKO03PG2					
			45 bezbarna	DKO198PG2	DKO178PG2						
16 mm	3/8		45 fioletowy		DKO04PG2	DKO05PG2	DKO101PG2				
			45 bezbarna		DKO129PG2		DKO166PG2				
			75 fioletowy		DKO06PG2	DKO07PG2	DKO118PG2	DKO158PG2			
19 mm	3/8		45 fioletowy	DKO78PG2	DKO11PG2	DKO12PG2	DKO13PG2	DKO170PG2			
			45 bezbarna			DKO135PG2	DKO137PG2				
			75 fioletowy		DKO14PG2	DKO15PG2	DKO16PG2	DKO17PG2			
			75 bezbarna		DKO163PG2		DKO177PG2				
19 mm kosmetyczna	3/8		45 fioletowy			DKO142PG2					
			45 bezbarna			DKO131PG2					
			75 fioletowy			DKO136PG2	DKO138PG2				
24 mm	3/8		45 fioletowy			DKO171PG2	DKO119PG2	DKO89PG2			
			75 fioletowy			DKO22PG2	DKO23PG2	DKO24PG2	DKO25PG2		
			75 bezbarna			DKO164PG2	DKO139PG2	DKO124PG2			
24 mm kosmetyczna	3/8		45 fioletowy			DKO26PG2	DKO27PG2	DKO28PG2			
			75 fioletowy			DKO65PG2	DKO66PG2	DKO107PG2			
26 mm	3/8		75 fioletowy				DKO117PG2	DKO32PG2	DKO33PG2		
			75 bezbarna				DKO165PG2		DKO206PG2	DKO207PG2	

notatki

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.



PGA II (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni




igła odwrotnie tnąca

igły		nici	nici							
długość	krzywizna		dł. (cm)	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
30 mm	3/8		45 fioletowy			DKO53PG2	DKO54PG2	DKO55PG2		
			75 fioletowy		DKO169PG2	DKO37PG2	DKO38PG2	DKO39PG2	DKO56PG2	DKO212PG2
			75 bezbarwna			DKO100PG2	DKO230PG2	DKO214PG2		
35 mm	3/8		75 fioletowy			DKO126PG2	DKO120PG2		DKO116PG2	
39 mm	3/8		75 fioletowy				DKO43PG2			
40 mm	3/8		75 fioletowy			DKO190PG2		DKO192PG2	DKO143PG2	DKO186PG2
48 mm	3/8		75 fioletowy						DKO60PG2	DKO193PG2
16 mm	1/2		45 fioletowy	DKO10PG2						
			75 fioletowy		DKO159PG2					
19 mm	1/2		45 fioletowy	DKO157PG2						
			75 fioletowy	DKO160PG2	DKO189PG2					
20 mm	1/2		45 fioletowy		DKO80PG2	DKO59PG2				
			75 fioletowy	DKO187PG2	DKO18PG2	DKO19PG2				
24 mm	1/2		45 fioletowy		DKO50PG2	DKO51PG2	DKO52PG2			
			75 fioletowy		DKO20PG2	DKO21PG2	DKO72PG2			
			90 fioletowy				DKO125PG2			
26 mm	1/2		45 fioletowy			DKO147PG2				
			75 fioletowy		DKO29PG2	DKO30PG2	DKO31PG2	DKO105PG2		DKO208PG2
26 mm mocna	1/2		75 fioletowy				DKO145PG2	DKO84PG2	DKO58PG2	DKO130PG2

notatki

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.



PGA II (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła odwrótnie tnąca kosmetyczna z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point)

igły		nici	nici							
długość	krzywizna		dł. (cm)	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
16 mm	3/8		45 fioletowy		ES02PG2					
19 mm	3/8		45 bezbarna			ES01PG2				
			75 fioletowy			ES03PG2				
24 mm	3/8		45 fioletowy			ES04PG2				
			75 fioletowy			ES05PG2				
26 mm	3/8		45 fioletowy				ES06PG2			
			75 fioletowy				ES07PG2			

notatki



PGA II (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła okrągła z tnącym ostrzem (przyostrzona)

igły		nici	nici							
długość	krzywizna		dł. (cm)	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1
			kolor							
13 mm	3/8		45 fioletowy	DS50PG2	DS51PG2					
16 mm	3/8		45 fioletowy			DS52PG2				
			75 fioletowy			DS92PG2				
17 mm	3/8		75 fioletowy				DS31PG2			
17 mm	1/2		75 fioletowy			DS106PG2	DS101PG2			
20 mm	1/2		75 fioletowy			DS61PG2	DS62PG2			
22 mm	1/2		75 fioletowy			DS03PG2	DS90PG2			
26 mm	1/2		75 fioletowy				DS26PG2	DS04PG2	DS05PG2	DS06PG2

notatki



PGA II (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła okrągła z tnącym ostrzem (przyostrzona)

igły		nici	nici							
długość	krzywizna		dł. (cm)	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
30 mm	1/2		75 fioletowy			DS55PG2	DS57PG2	DS07PG2	DS35PG2	DS105PG2
			90 fioletowy							DS42PG2
30 mm mocna	1/2		75 fioletowy						DS38PG2	
35 mm	1/2		75 fioletowy			DS96PG2		DS68PG2	DS77PG2	DS78PG2
			90 fioletowy				DS100PG2		DS22PG2	
37 mm	1/2		75 fioletowy				DS39PG2	DS40PG2	DS20PG2	DS17PG2
			90 fioletowy			DS21PG2	DS19PG2	DS08PG2	DS09PG2	DS18PG2
			120 fioletowy				DS110PG2	DS111PG2		
37 mm mocna	1/2		90 fioletowy					DS44PG2		
40 mm	1/2		75 fioletowy					DS81PG2	DS34PG2	DS53PG2
			90 fioletowy					DS10PG2	DS11PG2	DS28PG2
40 mm mocna	1/2		75 fioletowy					DS94PG2	DS71PG2	DS69PG2
40 mm	1/2		150 fioletowy						DS12PG2	DS13PG2
45 mm	1/2		75 fioletowy						DS73PG2	DS67PG2
			90 fioletowy							
45 mm mocna	1/2		75 fioletowy						DS95PG2	DS66PG2
48 mm	1/2		75 fioletowy					DS104PG2		
			90 fioletowy					DS80PG2	DS29PG2	DS27PG2
48 mm	1/2		150 fioletowy						DS56PG2	

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.



PGA II (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła okrągła z tnącym ostrzem (przyostrzona)

igły		nici									
długość	krzywizna		dł. (cm)	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	
30 mm	haczyk		70 fioletowy							DS103PG2	
30 mm mocna	haczyk		70 fioletowy							DS76PG2	
			75 fioletowy							DS91PG2	

notatki



PGA II (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła okrągła z trokarowym ostrzem

igły		nici	nici								
długość	krzywizna		dł. (cm)	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	
22 mm	1/2		75 fioletowy			TS29PG2	TS01PG2	TS02PG2			
			90 fioletowy				TS03PG2	TS04PG2			
25 mm	1/2		75 fioletowy				TS05PG2	TS06PG2	TS07PG2	TS08PG2	
			90 fioletowy					TS09PG2	TS10PG2	TS11PG2	
25 mm mocna	1/2		75 fioletowy							TS28PG2	
30 mm	1/2		75 fioletowy						TS12PG2	TS13PG2	
			90 fioletowy							TS14PG2	TS15PG2
36 mm	1/2		75 fioletowy					TS30PG2	TS16PG2	TS17PG2	TS18PG2
			90 fioletowy							TS19PG2	TS20PG2
36 mm mocna	1/2		90 fioletowy								TS31PG2
40 mm	1/2		75 fioletowy						TS22PG2	TS23PG2	TS24PG2
			90 fioletowy							TS25PG2	TS26PG2

notatki



PGA II (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła okrągło - tnąca (zaostrzona)

igły		nici	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
długość	krzywizna								
17 mm	3/8	75 fioletowy				RD05PG2			
26 mm	1/2	75 fioletowy				RD03PG2			
30 mm	1/2	75 fioletowy					RD06PG2		
36 mm	1/2	75 fioletowy					RD10PG2		
37 mm mocna	1/2	75 fioletowy						RD04PG2	
40 mm	1/2	75 fioletowy							RD02PG2
40 mm mocna	1/2	90 fioletowy					RD07PG2	RD08PG2	
48 mm mocna	1/2	90 fioletowy						RD09PG2	

notatki



PGA II (kwas poliglikolowy)


nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni



igła z ostrzem odwrotnie tnącym typu P

igły		nici	nici								
długość	krzywizna		dł. (cm)	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	
13 mm	3/8		75 fioletowy		DM09PG2						
16 mm	3/8		75 fioletowy	DM10PG2	DM04PG2	DM03PG2					
19 mm	3/8		75 fioletowy	DM11PG2	DM06PG2	DM05PG2					
24 mm	3/8		75 fioletowy			DM01PG2					

notatki



materiał szewny z igłą okrągłą i igłą odwrotnie tnącą

igły		nici	nici							
długość	krzywizna		dł. (cm)	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
30 mm	1/2		75 fioletowy					RSDKO02PG2		
30 mm	1/2									
37 mm	1/2		150 fioletowy					RSDKO01PG2		
37 mm	1/2									

notatki

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.

PGA II (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne, plecione, powlekane
czas wchłaniania 60-90 dni

PODWIĄZKI

dlugość podwiązki	kolor nici	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
2 x 70 cm	fioletowy				P84PG2	P85PG2	P70PG2	P93PG2	P98PG2	P107PG2
2 x 75 cm	fioletowy				P75PG2	P16PG2	P17PG2	P18PG2	P19PG2	P20PG2
3 x 45 cm	fioletowy				P07PG2	P08PG2	P09PG2	P10PG2	P11PG2	P12PG2
3 x 75 cm	fioletowy				P21PG2	P22PG2	P23PG2	P24PG2	P25PG2	P26PG2
4 x 75 cm	fioletowy						P72PG2			
5 x 70 cm	fioletowy						P101PG2	P102PG2	P92PG2	
5 x 75 cm	fioletowy				P27PG2	P28PG2	P29PG2	P30PG2	P31PG2	P32PG2
6 x 45 cm	fioletowy				P56PG2	P57PG2	P52PG2	P53PG2	P59PG2	P74PG2
6 x 75 cm	fioletowy					P123PG2	P104PG2	P122PG2	P105PG2	P106PG2
7 x 75 cm	fioletowy					P33PG2	P34PG2	P35PG2		
10 x 45 cm	fioletowy					P71PG2	P73PG2	P103PG2	P86PG2	
12 x 45 cm	fioletowy				P58PG2	P13PG2	P14PG2	P15PG2	P55PG2	P62PG2
45 cm	fioletowy				P01PG2	P02PG2	P03PG2	P04PG2	P05PG2	P06PG2
70 cm	fioletowy							P128PG2	P126PG2	
75 cm	fioletowy				P54PG2	P60PG2	P61PG2	P65PG2	P64PG2	P69PG2
90 cm	fioletowy					P137PG2	P118PG2	P115PG2	P116PG2	P117PG2
100 cm	fioletowy						P87PG2	P88PG2	P89PG2	P90PG2
140 cm	fioletowy			P94PG2	P51PG2	P36PG2	P37PG2	P38PG2	P39PG2	P40PG2
150 cm	fioletowy			P68PG2	P41PG2	P42PG2	P43PG2	P44PG2	P45PG2	P46PG2
150 cm	bezbarna					P125PG2		P124PG2		
250 cm	fioletowy				P138PG2	P100PG2	P47PG2	P48PG2	P49PG2	P50PG2
250 cm na rolce	fioletowy				Pr138PG2	Pr100PG2	Pr47PG2			Pr50PG2

notatki

Katalog zawiera podstawowe rodzaje połączeń igły z nicią. Połączenia niestandardowe produkujemy na indywidualne zamówienia.